



Электрическая зубная щетка Smart Sonic
Руководство пользователя

Руководство по использованию

- Одним нажатием на кнопку, зубная щетка включается и начинает работать, и вы можете чистить зубы.
- Во время работы зубной щетки нажмите кнопку еще раз, чтобы завершить работу зубной щетки преждевременно.
- При настройке режима по умолчанию, зубная щетка будет автоматически работать в течение 2 минут, после ее включения. Далее после 2 минут работ переходить в спящий режим
- Во время работы зубной щетки, она будет напоминать Вам каждые 30 секунд об изменении области чистки путем изменения состояния вибрации.
- Во время чистки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы изменить силу. Вы можете переключаться между тремя уровнями: «низкий», «средний» и «высокий». Вы можете следить об уровне силы по количеству световой полосы, когда индикатор включен.
- Если вы хотите каждый раз свободно устанавливать время чистки или использовать другие функции, такие как отбеливание зубов, массаж десен и т.д., Вам необходимо установить мобильное приложение и настроить свою зубную щетку через приложение.

Зарядка

- Когда уровень заряда батареи ниже 20%, индикатор мигает красным, напоминая о необходимости подзарядки.
- Для подключения к зарядной базе рекомендуется использовать обычное зарядное устройство для мобильного телефона с параметром напряжения 5 В и током 1А-2А.
- Когда корпус зубной щетки и зарядная база соединены друг с другом, они будут притягиваться друг к другу, а индикатор будет показывать состояние «мигающего освещения». Ход зарядки можно оценить по количеству световой полосы. Когда световая полоса достигает полной сетки и всегда включена, это означает, что она заполнена.
- Зубная щетка полностью заряжается в течение примерно 2 ч. После того, как батарея полностью зарядится, зубную щетку следует снять с зарядной базы. Не оставляйте заряженную зубную щетку на зарядной базе в течение длительного времени.

• Спецификация для Oclean Z1

Мотор	Максимальная частота 40000rpm Максимальное колебание 5,5 мм Максимальное кручение 220gf.cm
Водонепроницаемый	корпус IPX7
Зарядка	магнитная зарядная база Около 2 часов до полной зарядки аккумулятора
Емкость аккумулятора	800 мАч
Время работы	30 дней
Режим очистки	32 уровня очистки, 3 отбеливания, 3 массажа
Вес	99 г (ручка+насадка для щетки)
Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE