

Благодарим вас за приобретение и использование Электрической Зубной Щетки Oclean Endurance.

Важные советы по безопасности

Если зубная щетка не используется в течение длительного времени, ее батарея может разрядиться из-за потребления энергии из резерва, перед использованием необходимо зарядить зубную щетку, для этого может потребоваться более 10 минут. Во время зарядки зубная щетка может слегка нагреваться. Это нормальное явление. Если во время зарядки зубная щетка сильно нагревается, немедленно отключите ее от зарядного устройства и/или выключите ее и сдайте в авторизованный центр обслуживания клиентов Oclean для проверки. Зубную щетку можно использовать только со специальными насадками Oclean. Компания Oclean не несет ответственности за последствия, возникшие в результате использования зубной щетки с насадками других производителей. Зубная щетка предназначена только для чистки полости рта. Не используйте ее в других целях. Зубная щетка является предметом личной гигиены и предназначена только для единоличного использования. Хранить зубную щетку следует в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Предупреждение для Лиц с Повышенной Чувствительностью в Полости Рта: Следующим 3 типам людей рекомендуется использовать данную зубную щетку только после консультации со стоматологом. 1. Лица, перенесшие операцию на пародонте или, и проходящие лечение после подобной операции. 2. Лица с плохо зафиксированными зубными протезами, постоянно кровоточащими деснами или любыми другими подобными проблемами полости рта. 3. Лица с чувствительной ротовой полостью. Лица с ограниченными умственными и физическими возможностями, лица, не имеющие необходимого опыта в использовании электрических щеток, и дети в возрасте до 12 лет должны использовать данную зубную щетку только под присмотром ответственных лиц. Примечания: Не подключайте зубную щетку к зарядному кабелю, если она не нуждается в зарядке.

Рекомендуемые Чистящие Движения для Разных Типов Зубов

Руководство пользователя:



Вставьте насадку в корпус зубной щетки до упора. Чтобы насадка щетки могла нормально функционировать, между головкой и основным корпусом необходимо оставить небольшой зазор примерно 0,5мм.;



Выдавите на зубную щетку небольшое количество зубной пасты и смочите водой. Включать зубную щетку следует непосредственно в полости рта, чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты.;



Удерживайте зубную щетку под углом 45° относительно поверхности десен;



Медленно перемещайте зубную щетку круговыми движениями, проходя вдоль линии десен. Будьте осторожны, не давите на зубную щетку слишком сильно.;



После чистки прополощите рот чистой водой.

Взаимодействие Введение

Руководство по эксплуатации. Для включения зубной щетки нажмите и недолго удерживайте кнопку питания. После включения автоматически начнется обратный отсчет времени чистки. Зубная щетка приостанавливает вибрацию после работы в течение 2 минут и автоматически выключается через 4 минуты.

Функция Периода адаптации. Oclean Endurance имеет функцию, которая позволяет пользователям электрической зубной щетки привыкнуть к вибрации во время работы щетки. Первые 15 чисток зубная щетка находится в состоянии «Период адаптации» и настроена на «мягкий» уровень интенсивности, чтобы помочь новичкам привыкнуть к вибрации. Пользователи, которые считают, что вибрация слишком слабая, могут пропустить этот период, нажав и удерживая кнопку питания в течение 2 секунд и переключившись на уровень интенсивности «Сильный», с этого момента функция «Период адаптации» будет отключена. Смена Интенсивности. В.

Крепление на стену. Аксессуар для настенного крепления содержит клейкую прокладку сзади. Для использования снимите защитный слой с задней стороны крышки и убедитесь, что центральный узор находится горизонтально, а настенное крепление расположено вертикально по отношению к стене. Настенное крепление может быть установлено как вверх, так и вниз. Чтобы снять настенное крепление, можно использовать фен, чтобы слегка нагреть клейкую прокладку 3М и без труда отлепить настенное крепление с поверхности. (осторожно, не нагревайте поверхность самого крепления, чтобы избежать ожогов).

Зарядка устройства. Когда уровень заряда батареи

будет ниже 5%, зубная щетка начнет подавать сигнал, вибрируя после завершения чистки отдельной области рта. Для зарядки снимите защитную крышку в нижней части зубной щетки и вставьте зарядный кабель Type-C в зарядное отверстие. Полная зарядка зубной щетки займет около 5 часов. Первое Использование. Время зарядки зависит от степени разряженности аккумулятора. Примечания: Пользователи не должны самостоятельно заменять батарею. Это могут делать только сотрудники Авторизованного Центра по Работе с Клиентами Oclean. Пользователь не должен самостоятельно разбирать устройство. В случае повреждения зубной щетки обратитесь в Центр обслуживания клиентов Oclean. Для зарядки рекомендуется использовать адаптер 5V/1A, например, кабель зарядного устройства для iPhone или планшета. Если ток заряда меньше 1A, щетка будет заряжаться дольше. Напряжение зарядного устройства выше 5В может привести к повреждению устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC

Настоящее устройство соответствует части 15 Правил Федерального агентства по связи. Эксплуатация устройства предусматривает наличие следующих условий: (1) это устройство не является источником недопустимых помех, и (2) это устройство принимает любые помехи, включая помехи, ведущие к ненадлежащему функционированию. Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие требований, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного устройства. ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство было испытано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США. Данный регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных помех, возникающих при использовании оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае неправильной настройки или установки, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, правильная установка не является гарантией отсутствия помех. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно установить отключением и включением оборудования, пользователю рекомендуется попробовать устранить помехи одним из следующих способов: -- Изменить ориентацию или место расположения приемной антенны. -- Увеличить расстояние между данным устройством и приемным устройством. -- Подключите оборудование к розетке на другой цепи от того, к которому подключен приемник. -- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/телевизионному технику.

Данное устройство было проверено на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство может без ограничений использоваться в условиях портативного воздействия.

Характеристики	Наименование Товара	Электрическая зубная щетка Oclean Endurance	Наименование Модели	E5501	Срок Службы Батареи	30 Дней (*)	Стандарт	GB39669-2020
	Зарядка	Кабель для зарядки с портом USB Type-C	Зарядное устройство	1,8Вт	Емкость Аккумулятора	800 мАч (**)		
	Стандартные Параметры для Зарядки	5В /1А постоянного тока или больше	Входное напряжение	5В / 0,169А	Длительность Зарядки	5 Часа (***)		

* Подтверждено при ежедневной чистке два раза в день по 2 минуты в режиме низкой интенсивности.

** Емкость аккумулятора теоретически имеет допуск по емкости ±50мАч

*** Рекомендуется использовать зарядное устройство с USB-разъемом на 5В/1А

1. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, ударять, сдавливать или бросать устройство в огонь.
2. НЕ используйте зубную щетку, если ее аккумулятор вздулся или увеличился в объеме.
3. НЕ размещайте щетку в условиях высокой температур.
4. НЕ используйте устройства, если он подвергался воздействию влаги.
5. Прежде чем выбросить зубную щетку, из нее необходимо вынуть аккумулятор.
6. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство.
7. Аккумуляторная батарея подлежит утилизации безопасным способом.