

Электрическая Зубная Щетка Oclean X10 Smart Sonic Руководство Пользователя

Важные Советы по Безопасности

Данное изделие рекомендуется использовать с 12 лет. Изделие можно использовать только со сменными насадками Oclean. Мы не несем ответственности за любые последствия использования несертифицированных насадок других производителей.

Данное изделие предназначено только для персональной очистки и не рекомендуется использовать в медицинских целях или несколькими людьми.

Оно предназначено только для помещений. Не оставляйте зубную щетку под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Рекомендуем хранить ее в сухом, хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре.

Следите, чтобы корпус зубной щетки был сухим. Перед тем, как вы поставите рукоятку на зарядное устройство, вытирайте ее насухо мягкой тканью. Когда щетка зарядится, закройте порт для зарядки крышкой. Убедитесь, чтобы крышка была установлена герметично и вода не могла попасть внутрь. Oclean не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Питание должно быть обеспечено только безопасным сверхнизким напряжением, соответствующим маркировке на устройстве.

В инструкциях к продуктам, аккумуляторы которых не подлежат замене пользователем, должно быть указано следующее: Аккумулятор в данном устройстве должен заменять только квалифицированный специалист.



Насадка для щетки
При необходимости замены вынимайте и устанавливайте насадку вертикально, не проворачивая ее влево или вправо. Стоматологи рекомендуют менять насадку щетки каждые два-три месяца.

Инструкция по применению

Управление кнопками «вверх» и «вниз»

Вы можете самостоятельно задать нужные настройки зубной щетки. Нажмите кнопку «вверх», чтобы переключить режим, и кнопку «вниз», чтобы переключить уровень интенсивности. Доступно 5 режимов работы зубной щетки: интенсивное отбеливание, специализированная чистка, чувствительная чистка, отбеливание и полировка, а также массаж десен. Зубная щетка имеет 5 уровней интенсивности на выбор.

Управление кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ

Когда зубная щетка включится, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы начать чистку зубов. Если во время чистки зубов, нужно сделать паузу, нажмите эту кнопку, чтобы возобновить чистку, нажмите кнопку еще раз и удерживайте в течение 15 секунд; если пауза будет длиться более 15 секунд, дисплей погаснет и зубная щетка перейдет в спящий режим. Если отображается модель зубов или смайлик, то при нажатии кнопки ВКЛ / ВЫКЛ зубная щетка сразу переходит в спящий режим. Чтобы сбросить настройки языка, нажмите кнопку «ВКЛ» и удерживайте в течение 8 секунд. Вы вернете заводские настройки.

Программа чистки зубов

Без предварительной настройки зубная щетка работает в течение 2 минут, по умолчанию выполняя стандартную программу ежедневной чистки, т. е. изделие будет оповещать пользователя о необходимости изменения зоны чистки, изменяя характер вибрации каждые 30 секунд, и автоматически прекратит работу через 2 минуты.

Обратная связь с умной чисткой

По завершению чистки на экране зубной щетки отобразится предложение оценить результат чистки. Нужно поставить оценку по шкале звезд. Если процедура чистки оценена на 3 звезды, на экране зубной щетки отобразится смайлик, и чистка завершится. Если процедура чистки будет оценена менее чем на 3 звезды (т.е. 2 звезды, 1 звезду и без звезд), на экране зубной щетки высветится модель зубов с указанием областей, где требуется дополнительная чистка, в ремя дополнительной чистки определится автоматически.

При появлении напоминания о дополнительной чистке, вам нужно будет следовать инструкции и включить режим повторной чистки с помощью кнопок вверх или вниз. По окончании дополнительной чистки зубы на экране, выделенные красным, будут окрашены в белое. Когда дополнительная чистка будет полностью завершена, на экране зубной щетки высветится смайлик, означающий, что процесс чистки завершен.



Зарядка зубной щетки

В данном устройстве используется механизм зарядки Типа C. Чтобы зарядить щетку, вставьте кабель для зарядки в вилку питания, откройте защитную крышку в нижней части щетки и вставьте зарядный кабель концом со штекером Типа C в порт USB в нижней части зубной щетки, а другим концом подключите к источнику питания. Как только зубная щетка полностью зарядится, выньте зарядный кабель и установите защитную крышку. (как показано на рисунке)

Если надолго оставлять зубную Зарядка щетку во включенной беспроводной зарядной станции, это может привести к преждевременному снижению ресурса встроенного аккумулятора, а как следствие, качества работы прибора.

Спасибо что выбрали Электрическую Зубную Щетку Oclean Smart Sonic.

Примечание

С осторожностью должны использовать изделие лица с проблемами ротовой полости, в частности

Пользователи, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство на пародонте или в данный момент проходят лечение.

Лица с другими симптомами в ротовой полости, в том числе пользователи с неустойчивыми протезами или хронической сильной кровоточивостью десен.

Другие лица с проблемами, связанными со здоровьем ротовой полости.

Это изделие не рекомендуется использовать указанным выше категориям лиц или перед применением проконсультируйтесь с профессиональным стоматологом.

Данный прибор не предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами или тех, кто не имеет достаточного опыта и знаний (в том числе детей возрастом от 0–12 лет). Кроме ситуаций, когда прибор используется под присмотром опекуна или иного законного представителя.



Оповещение о Низком Уровне Заряда Аккумулятора

Когда уровень заряда ниже 20%, на дисплее зубной щетки периодически отображается оповещение о том, что аккумулятор разряжен и вскоре потребует его зарядка. При сильном разряде аккумулятора (менее 1%) зубная щетка отключится, ее моторчик начнет вибрировать, напоминая о необходимости зарядки, а также не будет включаться экран.

Зарядка

Чтобы зарядить щетку, откройте защитную крышку в нижней части зубной щетки, вставьте кабель для зарядки в вилку питания, откройте защитную крышку в нижней части щетки и вставьте зарядный кабель концом со штекером Типа C в порт для зарядки в нижней части зубной щетки, а другим концом подключите к источнику питания. Во время нормальной зарядки на экране корпуса зубной щетки будет отображаться изображение зарядки и процесс зарядки. Как правило, она полностью заряжается примерно за 3 часа.

Рекомендуемый способ чистки зубов



Медленно перемещайте зубную щетку, поддерживая угол 45 ° к линии десны. При выполнении этой процедуры нет необходимости вручную водить щеткой вверх-вниз.



Аккуратно держа рукоятку зубной щетки, медленно водите ею круговыми движениями без чрезмерного нажима.



После чистки прополощите рот чистой водой.

Очистка и уход



Очистка корпуса и насадки зубной щетки
Промойте водопроводной водой, закройте защитной крышкой, высушите головку щетки на воздухе, не дергайте за щетину.

• Характеристики Изделия

Наименование Изделия	Электрическая Зубная Щетка Oclean X10 Smart Sonic
Модель	R3100
Класс IP-защиты	IPX7
Входная Мощность	2,5Вт
Зарядка	Типа C с прямым соединением
Ток	5В = 0,5А
Срок службы батареи*	60 дней
Емкость Аккумулятора	1200 мАч
Длительность зарядки	3 часа
Опорные стандарты	GB 4706.1-2005, GB 4706.59-2008

* Рассчитано в режиме отбеливания, 2 минуты/один раз, 2 раза/день.



1. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, ударять, сдавливать или бросать устройство в огонь.
2. НЕ используйте зубную щетку, если ее аккумулятор вздулся или увеличился в объеме.
3. НЕ размещайте щетку в условиях высокой температур.
4. НЕ используйте устройства, если он подвергался воздействию влаги.
5. Прежде чем выбросить зубную щетку, из нее необходимо вынуть аккумулятор.
6. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство.
7. Аккумуляторная батарея подлежит